

Datum der Stuhlprobennahme

Bitte tragen Sie hier das Datum der Stuhlprobennahme ein und legen Sie diesen Zettel zum befüllten Stuhlprobenröhrchen!

MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM

Dr. Klein Dr. Schmitt & Partner

Brüsseler Straße 1


67657 Kaiserslautern

Tel.: (0631) 30324-0

Fax: (0631) 30324-112

www.lab-kl.de

Anleitung zur Stuhlprobennahme mit Stuhlprobenröhrchen



1 Dosierstab herausziehen

Den **oberen gelben Deckel** vom Probenröhrchen aufdrehen und den daran befindlichen Dosierstab herausziehen. **Der blaue Konuseinsatz bleibt verschlossen auf dem Röhrchen!**

2 Stuhlprobe aufnehmen

Den Dosierstab **3-mal** an verschiedenen Stellen einer Stuhlprobe einstechen. Die Rillen der Dosierspitze müssen sich dabei mit Stuhlprobe füllen.


3 Dosierstab nur einmal zurückführen

Den Dosierstab mit der daran anhaftenden Stuhlprobe **einmal** zurück in das Stuhlprobenröhrchen stecken und **nicht wieder herausziehen**. Der überschüssige Stuhl wird dabei an der engen Öffnung des blauen Konuseinsatzes abgestreift. Bitte beachten Sie: Es darf nur **diese kleine, definierte Stuhlmenge** am Dosierstab in das Röhrcheninnere gelangen. Dann drehen Sie das Röhrchen so zu, dass der gelbe Verschluss hörbar einrastet.

Bitte beachten: Die **Stuhllösung** im Röhrcheninneren **verfärbt sich nahezu gar nicht**. Wenn Sie allerdings mehr als einmal den Dosierstab in das Röhrcheninnere einbringen, verfärbt sich bedingt durch zu viel Stuhl die Stuhllösung braun, was dazu führt, dass **Ihre Probe nicht mehr gemessen werden kann** bzw. **Sie ein falsch positives Ergebnis erhalten werden!**

4 Rückgabe der Stuhlprobe

Bitte bringen Sie die wie unter Punkt 1-3 vorbereitete Stuhlprobe am gleichen Tag, spätestens aber am Folgetag in Ihre Arztpraxis/Klinik zurück.



Wie erfolgt die korrekte Probenentnahme?

Einen Film zur Stuhlprobenentnahme mit dem beiliegenden Röhrchen finden Sie unter:

www.lab-kl.de/news/news-detailansicht/artikel/ifobt.html

Überreicht durch:



MEDIZINISCHES
VERSORGUNGSZENTRUM
Dr. Klein Dr. Schmitt & Partner

Brüsseler Straße 1 · 67657 Kaiserslautern
Tel. (0631) 30324-0 · Fax -112 · www.lab-kl.de



Barcode